

simplicast[®] kann Tele ... *- bloß viel preiswerter!*

Teleskope ohne „Schischi“

- klassisch gefräst
- in simplicast[®] gegossen
- goldrichtig!

Ersparen Sie Ihren Patienten die Kosten für teure Galvanokappen!

simplicast[®]- die innovative Universallegierung Typ 4 – ist „weich“ genug, (245 HV5) um Ihren Teleskopen echte Friktion zu verleihen, so wie Sie es von teuren Goldlegierungen gewohnt sind. Bei Legierungspreisen von 50,- € und mehr (Stand Nov. 2011) sparen Sie ca. 90% der Goldkosten ein ohne nennenswerte Qualitätseinbußen!

Mit unserer modernen Einbettmasse, **balance vest**, und der speziell auf *simplicast[®]* abgestimmten Verarbeitungsanleitung, erzielen Sie präzise Passungen und im „Nu“ brauchbare Ergebnisse.

Ionenabgabe nach 7 Tagen: 7,05 µg/cm²
 nach 30 Tagen: 1,91 µg/cm²

(durchgeführt von IWS - Wolfgang Semrau, vom Land Bremen bestellter und vereidigter Sachverständiger für Korrosionsschäden und Korrosionsschutz)

Legierungsbestandteile von **simplicast[®]**

| CO | Cr | Ga | Mo | In | Pt | Au | W,Si,Mn, Fe |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 54,5% | 25,0 % | 6,0 % | 4,5 % | 3,5 % | 2,0 % | 1,5 % | < 1 |



simplicast[®] - immer goldrichtig!
<http://www.simplimetals.de>

